

Поликлональное Антитело Против Foxs1 Для Wb, Elisa - 043638

Артикул: CM0012861

введение

Поликлональное кроличье антитело против FOXS1 для WB и ELISA. Валидировано для человека и крысы. FOXS1 является транскрипционным репрессором, участвующим в организации сосудистой системы яичек. Идеально подходит для исследовательского применения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело FOXS1 pAb
Примечания/синонимы	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2307
GeneID	2307
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 121-330 человеческого FOXS1 (NP_004109.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O43638
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом