

## Моноклональное Антитело Против Frgs Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q05932

Артикул: CM0003315

### введение

Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, это кроличье моноклональное антитело детектирует FPGS человека и крысы, ключевой фермент в полиглутамации фолатов и метаболизме метотрексата. Идеально для исследований одноуглеродного метаболизма, фармакологии антифолатов и митохондриальной энзимологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | FPGS Кроличье mAb                                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)          | 2356                                                                                                                         |
| GeneID                    | 2356                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-587 человеческого FPGS (Q05932) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                     | Q05932                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 65 кДа                                                                                                                       |
| Доставка                  | В пакете со льдом                                                                                                            |