

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fpr2 Для Иф/Мкц И Ифа - P25090

Артикул: CM0022772



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FPR2 (рецептор формилированных пептидов 2), валидированное для ИФ/МКЦ и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Мишень участвует в сигнальных путях врожденного иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FPR2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Вид	Человек
ID гена	2358
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого FPR2 (NP_001453.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25090
Молекулярная масса белка	39кДа
Доставка	В ледяном пакете