

Моноклональное Антитело Против Fps/Fdps Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P14324

Артикул: CM0004634



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий FPS/FDPS, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Фарнезилпирофосфатсинтаза, ключевой фермент в биосинтезе изопреноидов, ~48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FPS/FDPS Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	FPS; FPPS; POROK9; FPS/FDPS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2224
GeneID	2224
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-419 человеческого FPS/FDPS. (NP_001995.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14324
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В термосумке со льдом