


Поликлональное Антитело Против Frataxin (Fxn) Для Вестерн-Блоттинга - Q16595

Артикул: CM0018928



введение

Кроличье поликлональное антитело против FXN/Frataxin. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Идеально для исследований биогенеза железо-серных кластеров и атаксии Фридрейха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXN / Frataxin Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2395
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-210 белка FXN / Frataxin человека (NP_000135.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16595
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом