


Анти-Фратаксин/Fxn Кроличий Моноклональный Антитело [Валидировано Kd] Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q16595

Артикул: CM0005054



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого Фратаксина (FXN), валидировано KD. Подходит для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Нацелено на митохондриальный белок, участвующий в сборке кластеров железо-сера и гомеостазе железа. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] Фратаксин/FXN Кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
Вид	Человек
ID гена	2395 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-210 человеческого FXN/Фратаксина (NP_000135.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16595
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Ледяной пакет