

Кк Anti-Frem2 (Поликлональные Антитела Кролика) Для Wb, If/Icc, Elisa - Q5Szk8

Артикул: CM0019799

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого FREM2. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходят для изучения целостности эпителия и клеточной адгезии. SWISS: Q5SZK8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FREM2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRYPTOP; FRASRS2; FREM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	341640
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-300 человеческого FREM2 (NP_997244.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5SZK8
Молекулярный вес белка	351кДа
Доставка	Сумка со льдом