

Поликлональные Антитела Против Frmd6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Ne9

Артикул: CM0027846

введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела против FRMD6 (Q96NE9) для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с FRMD6 человека, мыши и крысы, белком с доменом FERM, локализирующимся в мембране и цитоплазме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FRMD6 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	122786
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 82-183 человеческого FRMD6 (NP_001253975.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96NE9
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом