

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Frs2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wu20

Артикул: CM0005175



введение

Кроличыи моноклональные антитела к FRS2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Взаимодействуют с FRS2 (SNT-1) человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований сигнального пути FGFR и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FRS2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
Вид	Человек
ID гена	10818
Иммуноген	Рекомбинантный белок FRS2 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WU20
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом