

Анти-Frs2 Кроличья Polymab® Для Вб, Игс-П, Иф/Икк, Ифа — Q8Wu20

Артикул: CM0005505



введение

FRS2 Rabbit PolymAb® — это кроличье моноклональное антитело, валидированное для ВБ, ИГС-П, ИФ/ИКК, ИФА с реактивностью к человеку, мыши и крысе. FRS2 является адаптерным белком, связывающим рецепторы FGFR и NGF с сигнальными путями MAP киназы и PI3K. Идеально подходит для исследований трансдукции сигнала.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FRS2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Алиасы	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
Вид	Человек
ID гена	10818
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный белок человеческого FRS2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-П, ИФ/ИСС, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WU20
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет