

## Кроличья Поликлональная Анти-Frzb Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92765

Артикул: CM0030435

### введение

Кролижье поликлональное антитело против человеческого FRZB (SFRP3, FRZB-1).  
Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с крысой и мышью.  
Нацелено на секретируемый модулятор Wnt-сигналинга, участвующий в скелетогенезе.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | FRZB Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | FRE, OS1, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| GeneID (человек)                   | 2487                                                                                                                               |
| GeneID                             | 2487                                                                                                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 166-325 человеческого FRZB (NP_001454.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Крыса, Мышь                                                                                                                        |
| SWISS                              | Q92765                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 36 кДа                                                                                                                             |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                   |