

Поликлональное Антитело Anti-Fshb Для Wb, Elisa — P01225

Артикул: CM0016695



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FSHB для применений в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований в области репродуктивной биологии и разработки диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FSHB Rabbit pAb
Примечания/синоним	HH24; FSHB
Вид	Человек
GeneID (человек)	2488
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-129 человеческого FSHB (NP_000501.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P01225
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет