


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Fshr Для Wb, If-P, Elisa - P23945

Артикул: CM0016141



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий FSHR (рецептор фолликулостимулирующего гормона). Валидированы для WB, IF-P, ELISA и перекрёстно реагируют с белками мыши и крысы. Идеально подходят для исследований репродуктивной физиологии и сигнальных путей GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к FSHR
Примечания/синонимы	LGR1; ODG1; FSHR1; FSHRO; FSHR
Вид	Человек
Идентификатор гена	2492
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 631-695 человеческого FSHR (NP_000136.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23945
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом