

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fsp1/S100A4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), If-P, Ihc-P, Ифа (Elisa) - P26447

Артикул: CM0002504



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого S100A4 (FSP1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения метастазирования, подвижности клеток и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FSP1/S100A4 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6275
ID гена	6275
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 2-101 человеческого S100A4 (P26447)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26447
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент