

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Fsp1/S100A4 Для Wb — P26447

Артикул: CM0020399



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-FSP1/S100A4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения роли S100A4 в подвижности клеток, метастазировании и апоптозе. Высококачественное сырьё для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FSP1/S100A4
Примечания/синонимы	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
Вид	Человек
Идентификатор гена	6275
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-101 человеческого FSP1/S100A4 (NP_002952.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P26447
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом