

Поликлональное Антитело Anti-Fstl4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6Mzw2

Артикул: CM0020537

введение

Кроличье rAb против FSTL4 — поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Оно выявляет FSTL4 человека, мыши и крысы — секретируемый белок семейства фоллистатина. Идеально подходит для исследований внеклеточной передачи сигналов и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против FSTL4
Примечания/алиас	FSTL4
Вид	Человек
GeneID (человек)	23105
GeneID	23105
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-250 FSTL4 человека (NP_055897.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6MZW2
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом