

Поликлональные Антитела Против Fstl5 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа (Elisa) - Q8N475

Артикул: CM0020649

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого FSTL5, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (IF-P) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения фоллистатин-связанного белка 5 в различных образцах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FSTL5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FSTL5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56884
ID гена	56884
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-250 человеческого FSTL5 (NP_064501.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N475
Молекулярный вес белка	96 кДа
Доставка	Сумка со льдом