

Моноклональное Антитело Против Ftcd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95954

Артикул: CM0007488

введение

Высокоспецифичное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого FTCD (LCHC1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований метаболизма фолатов и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTCD Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	LCHC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10841
GeneID	10841
Иммуноген	Рекомбинантный белок FTCD человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95954
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом