

Моноклональное Антитело Против Ftcd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95954

Артикул: CM0006650

введение

Кроличье моноклональное антитело против FTCD, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает FTCD человека, мыши и крысы с прогнозируемой молекулярной массой 59 кДа. Идеально подходит для исследований метаболизма гистидина и фолатного пути.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTCD кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	LCHC1; FTCD
Вид	Человек
ID гена (человек)	10841
ID гена	10841
Иммуноген	Рекомбинантный белок FTCD человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95954
Молекулярный вес белка	59 кДа
Доставка	Сумка со льдом