

Поликлональные Антитела Против Ftcd Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95954

Артикул: CM0024893

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого FTCD (формиминтрансфераза-циклодеаминаза), полученные против рекомбинантного фрагмента С-конца. Валидированы для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к FTCD
Примечания/Синонимы	LCHC1; FTCD
Вид	Человек
ID гена (человек)	10841
ID гена	10841
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 412-541 человеческого FTCD (NP_006648.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95954
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом