

Поликлональное Антитело Кролика Против Fto Для Вб, Ип, Ифа — Q9C0B1

Артикул: CM0018709



введение

Поликлональное антитело кролика против FTO выявляет FTO человека, мыши и крысы (α -кетоглутарат-зависимая диоксигеназа). Валидировано для ВБ, ИП, ИФА. Направлено на ассоциированную с жировой массой и ожирением РНК-деметилазу для исследований эпигенотранскриптомики и адипогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTO Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GDFTD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Вид	Человек
ID гена (человек)	79068
ID гена	79068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 327 по 504 участка человеческого FTO (NP_001073901.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C0B1
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Холодовой пакет