

Поликлональные Антитела Против Ftsj1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Uet6

Артикул: CM0030527



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против FTSJ1, валидированные для WB и ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Нацелены на тРНК-метилтрансферазу, участвующую в трансляции и нейрогенезе. Идеально подходят для исследований IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTSJ1 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	24140
ID гена	24140
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 170-329 человеческого FTSJ1 (NP_036412.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UET6
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом