


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ftsj3 Для Вб, Ифа — Q8Iy81

Артикул: CM0029538



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FTSJ3, пре-pPHK 2'-О-рибозной РНК-метилтрансферазы. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований биогенеза рибосом, процессинга рРНК и уклонения ВИЧ-1 от врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FTSJ3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	SPB1; EPCS3; FTSJ3
Вид	Человек
GeneID (человек)	117246
GeneID	117246
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 608-847 человеческого FTSJ3 (NP_060117.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IY81
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодильный пакет