


Поликлональное Антитело К Fubp1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезях, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Иммунопреципитации, Ифа - Q96Ae4

Артикул: CM0025657



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка FUBP1 (FUSE-связывающий белок 1), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. ~68 кДа. Для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к FUBP1, кроличье
Примечания/Алиасы	FBP; FUBP; hDN V; FUBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8880
GeneID	8880
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-644 человеческого белка FUBP1 (NP_003893.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммунопреципитация, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q96AE4
Молекулярная масса белка	68 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом