


## Кроличья Моноклональная Антитела К Fubp1 Для Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Артикул: CM0005469



### введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого FUBP1, подходит для IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P и ELISA. Обнаруживает FUBP1 человека, мыши и крысы. Получена на основе синтетического пептида, соответствующего аминокислотам 545-644. Для исследований в области регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | FUBP1 Rabbit mAb                                                                                                                          |
| Примечания/алиасы         | FBP; FUBP; hDN V; FUBP1                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 8880                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 8880                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 545-644 человеческого FUBP1 (Q96AE4). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q96AE4                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 68 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                                         |