

Поликлональное Антитело Против Fubp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96I24

Артикул: CM0029252

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против FUBP3 для Вестерн-блоттинга и ИФА, предназначенное для детекции связывающего белка 3 дальнего восходящего элемента человека и мыши. Этот ядерный ДНК-связывающий белок может активировать экспрессию генов, что делает антитело ценным инструментом для исследований регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUBP3 кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/алиасы	FBP3; FUBP3
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	8939
ID гена	8939
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 65–260 FUBP3 человека (NP_003925.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA (ИФА)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96I24
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентами