

## Моноклональное Антитело К Фукутину Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75072

Артикул: CM0003610



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Фукутина (FKTN), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально для исследований дистрогликанопатий, врожденной мышечной дистрофии и рибитол-фосфаттрансферазы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье моноклональное антитело к Фукутину                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Фукутин                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (Человек)                   | 2218                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 2218                                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах 362-461 аминокислот человеческого Фукутина (O75072). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                              | O75072                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 54 кДа                                                                                                                                        |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                             |