


Поликлональное Антитело Против Fundc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Ivp5

Артикул: CM0019396



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FUNDC1, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Нацелено на белок внешней митохондриальной мембраны, участвующий в митофагии и формировании МАМ. Идеально для исследований аутофагии и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUNDC1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	FUNDC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	139341
GeneID	139341
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-155 человеческого FUNDC1 (NP_776155.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IVP5
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	В пакете со льдом