


Поликлональное Антитело К Fundc1 Для Вестерн-Блоттинга - Q8Ivp5

Артикул: CM0021612



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FUNDC1, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Иммуноген - пептид, соответствующий аминокислотам 50-155. Подходит для исследований митофагии, динамики митохондрий и МАМ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUNDC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FUNDC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	139341
GeneID	139341
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-155 белка FUNDC1 человека (NP_776155.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q8IVP5
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом