


## Рекомбинантное Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Fundc1 Для Wb, Ip, Ihc-P, Elisa — Q8lvp5

Артикул: CM0011310



### введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к FUNDC1, валидированное для WB, IP, IHC-P и ELISA. Определяет FUNDC1 человека, мыши и крысы (17 кДа). Подходит для исследований митохондриальной динамики, динамики митохондрий и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье МАТ к FUNDC1                                                                                                    |
| Примечания/синоним        | Fundc1                                                                                                                   |
| Вид                       | Человек                                                                                                                  |
| GeneID                    | 139341                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FUNDC1 (NP_776155.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                  |
| Применение                | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                     |
| SWISS                     | Q8IVP5                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 17 кДа                                                                                                                   |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                           |