

Моноклональное Антитело Против Фурина Для Wb И Elisa — P09958

Артикул: CM0010922



введение

Кроличье моноклональное антитело против фурина для WB и ELISA. Реагирует с белками человека и мыши, нацелено на пропротеинконвертазу фурин. Подходит для исследовательских и диагностических применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против фурина
Примечания/синонимы	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5045
Идентификатор гена	5045
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200–300 человеческого фурина (P09958).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P09958
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом