


Поликлональные Антитела Кролика Против Furin Для Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Артикул: CM0025667



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого Furin (PCSK3/PACE), подходящие для Вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Распознают Furin человека, мыши и крысы. Применение включает исследования сигнального пути TGF-бета и взаимодействий хозяин-патоген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Furin Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Вид	Человек
GeneID (человек)	5045
GeneID	5045
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого Furin (NP_002560.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09958
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	Сумка-холодильник