

Поликлональные Антитела К Fus (Валидированные Нокаутом) Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35637

Артикул: CM0029112



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к РНК-связывающему белку человека FUS (TLS), валидированные для методов WB, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения процессинга РНК, репарации ДНК и механизмов, связанных с БАС.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] FUS Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; US
Вид	Человек
ID гена	2521
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 297-526 белка FUS человека (NP_004951.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35637
Молекулярная масса	53 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом