

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fus Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - P35637

Артикул: CM0018980



введение

Кроличьи поликлональные антитела к FUS, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА; перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Поддерживают исследования РНК-связывающего белка FUS при нейродегенеративных заболеваниях и раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к FUS
Примечания/Альтернативные названия	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2521
ID гена	2521
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 297-526 человеческого белка FUS (NP_004951.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35637
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом