

Поликлональные Антитела Кролика Anti-Fut11 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q495W5

Артикул: CM0023629

введение

Поликлональные антитела кролика к FUT11, полученные с использованием рекомбинантного белка FUT11 человека, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Подходят для исследований О-фукозилирования и исследований в области гликобиологии. Взаимодействуют с белком FUT11 человека (~56 кДа).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUT11 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FUCTX1; FUT11
Вид	Человек
GeneID (Человек)	170384
GeneID	170384
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q495W5
Молекулярная масса белка	56kDa
Доставка	С ледяным пакетом