

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fut6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P51993

Артикул: CM0025284

введение

Кроличья поликлональная антитела, направленная против человеческой фукозилтрансферазы 6 (FUT6/Fuc-TVI). Валидирована для WB, IHC-P и ELISA. Предназначена для исследований в области гликонеологии, включая биосинтез сиалил Льюиса X и исследования связанных биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUT6 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Вид	Человек
ID гена (человек)	2528
ID гена	2528
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51993
Молекулярная масса белка	42кДа
Доставка	Холодопак