

Поликлональные Антитела Против Fut7 Для Вб, Ифа - Q11130

Артикул: CM0027514

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого FUT7 (FucT-VII) для ВБ, ИФА. Реагируют с человеком, мышью и крысой. Предназначены для исследования фукозилтрансферазы 7 и адгезии лейкоцитов, опосредованной сиалил Льюис X. Q11130.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUT7 кроличье пАт
Примечания/синонимы	FucT-VII; FUT7
Вид	Человек
ID гена (человек)	2529
ID гена	2529
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого FUT7 (NP_004470.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q11130
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовая упаковка