


Поликлональное Антитело Anti-Fut8 Для Wb, Elisa - Q9Byc5

Артикул: CM0015023



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого FUT8 (альфа-1,6-фукозилтрансферазы). Валидировано для WB и ELISA, вступает в перекрестную реакцию с мышиным белком. Идеально подходит для исследований гликобиологии, IgG и CDG.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FUT8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CDGF, CDGF1, FUT8
Вид	Человек
Идентификатор гена	2530 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 376-575 человеческого FUT8 (NP_835367.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9BYC5
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Пакет со льдом