


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Fxn / Frataxin Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16595

Артикул: CM0013948



введение

Поликлональное кроличье антитело против фратаксина (FXN) человека. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биогенеза железо-серных кластеров и атаксии Фридрейха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXN / Frataxin, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
Вид	Человек
GeneID (человек)	2395
GeneID	2395
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-210 FXN / Frataxin человека (NP_000135.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16595
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом