


Моноклональное Антитело Против Fxr1 Для Вб, Ип, Иф/Икк, Ифа — P51114

Артикул: CM0009064



введение

Кроличье моноклональное антитело против FXR1 для ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИФА. Обнаруживает эндогенный FXR1 (~70 кДа) у человека, мыши и крысы. РНК-связывающий белок, регулирующий трансляцию/стабильность мРНК в процессе нейрогенеза, развития мышц и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXR1 кроличье МАТ
Примечания/алиасы	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Вид	Человек
GeneID	8087
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого FXR1 (P51114).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51114
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет