


Кроличья Поликлональная Антитело Против Fxr1 Для Вестерн-Блота И Ифа — P51114

Артикул: CM0029943



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FXR1, подходит для ВБ и ИФА, с перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции мРНК, нейрогенеза и развития мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXR1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8087
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого FXR1 (NP_005078.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51114
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Хладоэлемент