

Поликлональные Антитела Против Fxr2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Артикул: CM0025279



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FXR2 (P51116), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований стабильности мРНК и нейрогенеза гиппокампа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXR2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9513
ID гена	9513
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 550-650 человеческого FXR2 (NP_004851.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51116
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Айс-пак