

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fxr2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51116

Артикул: CM0017381



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на FXR2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на РНК-связывающий белок FXR2, который регулирует трансляцию мРНК и необходим для нейрогенеза в гиппокампе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против FXR2
Примечания/Альтернативные названия	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9513
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 550-650 белка FXR2 человека (NP_004851.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51116
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом