


Анти-Fxr/Nr1H4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ri1

Артикул: CM0006924



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого FXR/NR1H4, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований сигнальных путей рецепторов желчных кислот и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXR/NR1H4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9971
ID гена	9971
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого FXR/NR1H4 (NP_001193922.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96Ri1
Молекулярный вес белка	48 кДа/54 кДа/55 кДа/56 кДа
Доставка	Сумка со льдом