


Антитело Кролика Против Fxyd1 (Phospholemman), Поликлональное, Для Wb, Elisa - 000168

Артикул: CM0019507



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FXYD1/Phospholemman, валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции ионного транспорта и активности NKA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXYD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PLM; FXYD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5348
GeneID	5348
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-92 человеческого FXYD1 (NP_005022.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O00168
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Ледяной пакет