

Поликлональные Антитела Против Fxyd3 Для Ihc-P, Elisa - Q14802

Артикул: CM0019357

введение

Высококачественные поликлональные антитела против FXYD3, валидированные для IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческий FXYD3/Mat-8, регулятор натриево-калиевой АТФазы, идеально подходят для исследований ионного транспорта и раковых биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXYD3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MAT8; PLML; FXYD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5349
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-87 человеческого FXYD3 (NP_005962.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14802
Молекулярная масса белка	9кДа
Доставка	Сумка-холодозлемент