

Поликлональное Антитело Против Fxud6 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q9H0Q3

Артикул: CM0017723



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FXYD6 (фосфогипполин), подходит для Вестерн-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Направлено на регулятор натрий-калий АТФазы для исследований транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FXYD6 кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	FXYD6
Вид специфичности	Человек
ID гена	53826
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–95 человеческого FXYD6 (NP_071286.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0Q3
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет