

Поликлональное Антитело Против Fxyd7 Для Wb, Elisa - P58549

Артикул: CM0016844

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого FXYD7, валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения регуляции натрий-калиевой АТФазы и транспорта ионов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к FXYD7
Примечания/синоним	FXYD7
Вид	Человек
GeneID (человек)	53822
GeneID	53822
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–80 человеческого FXYD7 (NP_071289.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P58549
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом