


Поликлональное Антитело Против Fyb Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O15117

Артикул: CM0016252



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FYB (FYN-binding protein 1), валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально для изучения сигналинга в Т-клетках и ремоделирования актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FYB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2533
ID гена	2533
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 678-829 человеческого FYB (NP_001456.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O15117
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом