

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Fyn Для Wb, Elisa — P06241

Артикул: CM0007901



введение

Высоковалидированное моноклональное антитело кролика против человеческого Fyn (P06241), специфичное для применений в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей тирозинкиназ в иммунном ответе, аксональном наведении и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Fyn Rabbit mAb
Примечания/синонимы	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	2534
Идентификатор гена	2534
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого Fyn (P06241)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06241
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом